



RENOVACELL®
TECNOLOGÍAS ANTIEDAD

RENOCAIN+



INGREDIENTES

- Lidocaína 23%
- Tetracaína 7%

CONTENIDO NETO

- 30 gr

Formula magistral

ANESTESIA TOPICA RENOCAIN+

RENOCAIN+ es un anestésico local avanzado, especialmente formulado para reducir el dolor en procedimientos cutáneos menores. Este producto contiene una formula magistral la cual combina lidocaína al 23% y tetracaína al 7%, proporcionando una anestesia rápida y efectiva. La combinación de estos dos anestésicos permite una acción sinérgica que potencia sus efectos, ofreciendo un alivio del dolor eficiente y duradero. Ideal para su uso en una amplia variedad de tratamientos dermatológicos, RENOCAIN+ asegura una experiencia más cómoda y menos dolorosa para los pacientes.

CÓMO UTILIZAR RENOCAIN+

Uso tópico/cutáneo.

1. Limpiar adecuadamente la zona a tratar con una gasa o algodón con agua esteril o alcohol.
2. Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel, dejar reposar de 20 a 30 minutos antes del procedimiento. Distribuir la pomada sobre la zona.
3. Una vez pasado el tiempo de efecto, retirar el excedente si se desea.

PRECAUCIONES

Se debe evitar la aplicación de anestésicos locales en la piel durante períodos prolongados o en áreas extensas.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco (15 a 25 °C) para proteger de la luz y mantener el envase cerrado.

Se recomienda refrigerar para mantener una consistencia adecuada del producto.